



LZ.261.45P.2024.MC

Warszawa, dn. 6.11.2024 r.

Dot.: Odpowiedzi na zapytanie nr 2 w postępowaniu na **dostawę środków dezynfekcyjnych - mycie i dezynfekcja powierzchni oraz sprzętu medycznego** - nr spr.: 45P/LZ/2024

W związku z otrzymaniem zapytań w powyżym postępowaniu udzielamy następującej odpowiedzi:

Zapytanie Nr 2

Pyt. 1 Część 2 poz.1 pyt. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania koncentratu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych, na bazie amin, QAV. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczcza zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Pełne spektrum działania: B (w tym MRSA) F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Polio, ADENO Noro). Produkt przebadany według norm obszaru medycznego. Wyrób medyczny klasy IIb.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 2 Część 2 poz.1 pyt. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania enzymatycznego koncentratu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych, na bazie amin, QAV. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczcza zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Pełne spektrum działania: B (w tym MRSA) F (C.albicans), Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Polio, Adeno Noro). Produkt przebadany według norm obszaru medycznego. Wyrób medyczny klasy IIb.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3 Część 2 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji oraz mycia małych powierzchni i sprzętu medycznego. Zapach: charakterystyczny. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Spektrum działania zgodnie z normą EN 14885 lub równorzędną, F (C. Albicans) w czasie do 30sek., B (w tym MRSA), w czasie do 60 sek., Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Herpes simplex, Polio, Adeno Noro, Rota) w czasie do 60 sek. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa oraz produkt biobójczy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 3 Część 2 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaferowania płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu. Zawierający substancje nawilżające. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro, Polio, Adeno) - do 60 sek. Dezynfekcja chirurgiczna 2 x 3 ml przez 2x90 sek. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy. Opakowanie 1l i 5l

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

z up. DYREKTORA SPZZLO WARSZAWA ŻOLIBORZ-BIELANY
Z-CA DYREKTORA DS. LOGISTYKI

Jacek Derek

/podpisano elektronicznie/